

PM ESCA GEL MONITORAGGIO

Caratteristiche:

Facile da usare.

La sua formula in gel è irresistibile per topi e ratti

Formulazione:

esca gel di monitoraggio privo di veleni composta principalmente da ingredienti selezionati di origine alimentare, arricchiti con uno speciale stimolatore dell'appetito per massimizzare l'appetibilità per topi e ratti.

Modalità di impiego e dosaggio:

Impiegare l'esca direttamente all'interno dei contenitori di sicurezza

Applicare l'esca con la siringa, spingendo sullo stantuffo per dosare 1 g.

SDS : SI DI LIBERA VENDITA


NEW

PROTE075
siringa 7 g



- ALTA EFFICACIA
- ALTA APPETIBILITÀ
- SUPER CONCENTRATO BASTA SOLO 1 g
- FORMULAZIONE PRIVA DI VELENI
- ADATTO ALL'IMPIEGO IN AMBIENTE DOMESTICO
- **FLUORESCENTE: STIMOLA LA VISIONE DEI RODITORI**



COD.	CONFEZIONE	PZ	CR PER PALLET	BARCODE
PROTE075	Blister 7 g in espositore da banco	12	125	 8 005831 015232