



**Germodis**®  
S.P.A.

Sede Legale Stabilimento e Uffici: 20032 CORMANO (Milano) Via Giotto, 19/21  
Telefono +39-0266301938 r.a. - Telefax +39-0266301939  
E-mail: info@germodis.com www.germodis.it

Capitale Sociale € 156.000,00 interamente versato - R.E.A. 497966 Cod. Fisc. e Part. IVA 00772350153 - Iscr. 125750 R.I. Canc. Trib. MI

## TEKNA - SCHEDE TECNICA

# SALVIETTA DISINFETTANTE PER OGGETTI E SUPERFICI

Le **SALVIETTE DISINFETTANTI** della Linea **TEKNA** sono state studiate per detergere e disinfettare contemporaneamente oggetti e superfici, eliminando germi e batteri.

La clorexidina, il benzalconio e l'alcool presenti in formula garantiscono la disinfezione profonda di tutte le superfici lavabili, con un'ottima azione detergente e sgrassante.

Le **SALVIETTE DISINFETTANTI** della Linea non contengono profumo, sono senza coloranti e agenti sbiancanti.



## ISTRUZIONI PER L'USO

Salviette pronte all'uso. Strofinare oggetti e/o superfici verificando che siano completamente inumiditi e lasciare agire per 3 minuti, senza risciacquare. Il tessuto in fibra naturale e assorbente permette una rapida asciugatura.

## CONFEZIONI

Codice interno:	Imballo primario:	Imballo secondario:
K026	Flow pack contenente 50 salviette	Scatola da 10 flow pack

Dati logistici			
Barcode	ITF	Misura scatola (mm)	Composizione pallet
8009110030350	18009110030357	255 l x 185 p x 255 h	90 ct (5 piani da 18 scatole)

Tutti gli imballi primari sono conformi alle specifiche tecniche previste dalla Farmacopea. I materiali non contengono lattice e sono perfettamente compatibili con tutti i componenti del formulato.



**Germodis**®  
S.P.A.

Sede Legale Stabilimento e Uffici: 20032 CORMANO (Milano) Via Giotto, 19/21  
Telefono +39-0266301938 r.a. - Telefax +39-0266301939  
E-mail: info@germodis.com www.germodis.com

Capitale Sociale € 156.000,00 interamente versato - R.E.A. 497966 Cod. Fisc. e Part. IVA 00772350153 - Iscr. 125750 R.I. Canc. Trib. MI

## TEKNA - SCHEDA TECNICA

# SALVIETTA DISINFETTANTE PER OGGETTI E SUPERFICI

### COMPOSIZIONE

100,0 g di soluzione imbibente di DISINFETTANTE ALCOLICO contengono:  
Clorexidina digluconato 0,1 g; Benzalconio cloruro 0,1 g; Alcol isopropilico; Alcol etilico; Coformulanti; acqua depurata q.b. a 100,0 g.

### CARATTERISTICHE

Salviette imbevute. Liquido senza profumo aggiunto.

### BIODEGRADABILITÀ

Detergente conforme al Regolamento CE n°648/2004.

### ATTIVITÀ

Salviette imbevute attive contro batteri (compresi Salmonella, Listeria) e funghi.

### TEST

EN 1650; EN 1276; EN 13697.

### AVVERTENZE

Evitare l'impiego su materiali sensibili all'alcol.

### VALIDITÀ

3 anni. Il periodo di validità indicato si riferisce al prodotto conservato nel suo contenitore e correttamente utilizzato e conservato.

### MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo da fonti di calore.

### CONTROLLI QUALITÀ

I componenti (materie prime, contenitori, etichette, etc.) e le fasi di lavorazione di ogni singolo lotto vengono puntualmente e accuratamente controllati internamente seguendo le procedure del Sistema di Gestione della Qualità aziendale certificato UNI EN ISO 9001.

### AUTORIZZAZIONI

Presidio Medico Chirurgico - Registrazione Ministero della Salute N. 19.354.

INFORMAZIONI RISERVATE AGLI UTILIZZATORI PROFESSIONALI